

Anticorps Polyclonal Anti-Arhgap22 Pour Wb, Elisa - Q7Z5H3

Numéro d'article: CM0022001

Introduction

Anticorps polyclonal anti-ARHGAP22 de haute qualité, validé pour la WB et l'ELISA. Détecte l'ARHGAP22 humain et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur l'angiogenèse et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARHGAP22 pAb de lapin
Remarques/Alias	RhoGAP2 ; RhoGap22 ; ARHGAP22
Espèce	Homme
GeneID (humain)	58504
GeneID	58504
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510 à 650 de l'ARHGAP22 humain (NP_001242953.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q7Z5H3
Poids moléculaire	77 kDa
Expédition	Sac de glace