

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arhgap25 Pour Wb, Elisa - P42331

Numéro d'article: CM0017417



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ARHGAP25, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte ARHGAP25 humain, murin et de rat. Convient aux études de signalisation des GTPases Rho. - P42331

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARHGAP25 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	9938
ID du gène	9938
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1-370 d'ARHGAP25 humain (NP_001159748.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P42331
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac réfrigérant