

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arhgap25 Pour Wb, Ihc-P - P42331

Numéro d'article: CM0017516



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARHGAP25 humain (protéine activatrice de la GTPase Rho 25), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validé sur des échantillons humains et murins. L'immunogène correspond aux acides aminés 1-370.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ARHGAP25 Anticorps pAb de Lapin
Remarques/Alias	KAIA0053 ; HEL-S-308 ; ARHGAP25
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	9938
Identifiant du Gène	9938
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-370 de l'ARHGAP25 humain (NP_001159748.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P42331
Poids Moléculaire Protéique	73 kDa
Expédition	Sac de glace