

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arhgap4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98171

Numéro d'article: CM0022493



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ARHGAP4, une protéine activatrice de GTPase Rho impliquée dans la régulation des fibres de stress. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, réagit avec les espèces humaine, murine et rat. Idéal pour la recherche sur les cellules hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ARHGAP4
Remarques/Alias	C1 ; RGC1 ; p115 ; SrGAP4 ; RhoGAP4 ; ARHGAP4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	393
GeneID	393
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 900 et l'extrémité C-terminale de l'ARHGAP4 humain (NP_001158213.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98171
Poids protéique	105 kDa
Expédition	Sac de glace