

Anticorps Polyclonal Anti-Arhgap44 Pour Wb Et Elisa - Q17R89

Numéro d'article: CM0028291

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARHGAP44/RICH2 humain (ID de gène : 9912). Validé en WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour explorer la signalisation des GTPases Rho, la plasticité synaptique et la dynamique des épines dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ARHGAP44 Lapin pAb
Remarques/Alias	RICH2; NPC-A-10; ARHGAP44
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9912
ID de gène	9912
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 666-772 de l'ARHGAP44 humain (NP_055674.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q17R89
Poids Protéique	89kDa
Expédition	Sac de glace