

Anticorps Polyclonal Anti-Arhgef10L (Lapin) Pour Wb, Elisa - Q9Hce6

Numéro d'article: CM0022695

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ARHGEF10L (GrinchGEF), validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains et de rat. Cible un facteur d'échange de nucléotides guanine Rho impliqué dans la régulation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ARHGEF10L Rabbit pAb
Remarques/Alias	GrinchGEF ; ARHGEF10L
Espèce	Humain
ID du Gène (humain)	55160
ID du Gène	55160
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1120-1230 de l'ARHGEF10L humain (NP_001011722)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9HCE6
Poids Moléculaire Protéique	140 kDa
Expédition	Sac de glace