

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arhgef11 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15085

Numéro d'article: CM0025909



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ARHGEF11 adapté pour Western blot (WB), immunohistochimie (IHC-P) et ELISA. Détecte l'ARHGEF11 humain et murin, un facteur d'échange de nucléotides guanine Rho impliqué dans la régulation de la GTPase RhoA et la croissance des neurites.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARHGEF11 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GTRAP48; PDZ-RHOGEF; ARHGEF11
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9826
ID du gène	9826
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ARHGEF11 humain (O15085).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15085
Poids de la protéine	168 kDa
Expédition	Sac de glace