


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arhgef2 Pour Wb Et Elisa - Q92974

Numéro d'article: CM0028667



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARHGEF2 humain (GEF-H1), validé pour WB et ELISA. Cette facteur d'échange de nucléotides Rho régule la motilité cellulaire, l'immunité innée et la perméabilité épithéliale, ce qui la rend précieuse pour la recherche sur la signalisation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARHGEF2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; ARHGEF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9181
GeneID	9181
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 850-950 de l'ARHGEF2 humain (NP_001155855.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92974
Poids protéique	112kDa
Expédition	Sac de glace