

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arhgef3 Pour Wb Et Elisa - Q9Nr81

Numéro d'article: CM0031007

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARHGEF3 humain (GEF3/STA3/XPLN), validé pour WB et ELISA, détectant les espèces humaine et souris. Adapté à la recherche sur la signalisation RhoA/RhoB et la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARHGEF3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GEF3; STA3; XPLN; ARHGEF3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	50650
GenelD	50650
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 287-526 de l'ARHGEF3 humain (NP_062455.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NR81
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace