

Anticorps Polyclonal Anti-Arhgef5 Pour Ihc-P, Elisa - Q12774

Numéro d'article: CM0019465

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARHGEF5 humain (Ephexin-3), validé pour IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine de 177 kDa. Convient pour les études de la signalisation des Rho GTPases, de la dynamique de l'actine et des processus oncogéniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARHGEF5 Lapin pAb
Remarques/Alias	P60, TIM, GEF5, TIM1, ARHGEF5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7984
GeneID	7984
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1248-1597 de l'ARHGEF5 humain (NP_005426.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12774
Poids moléculaire de la protéine	177kDa
Expédition	Sac de glace