

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arhgef7 Pour Wb, Elisa - Q14155

Numéro d'article: CM0013218



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARHGEF7 humain (Beta-Pix/COOL-1), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris ; détecte la protéine Rho GEF d'environ 90 kDa impliquée dans la migration cellulaire et la formation des synapses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARHGEF7 Lapin pAb
Remarques/Alias	P50; P85; PAK3; PIXB; COOL1; P50BP; COOL-1; P85SPR; BETA-PIX; P85COOL1; Nbla10314; ARHGEF7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8874
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'ARHGEF7 humain (NP_001106984.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14155
Poids moléculaire	90kDa
Expédition	Sac de glace