

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arhgef9 Pour If/Icc Et Elisa - O43307

Numéro d'article: CM0021741



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARHGEF9 humain (Collybistine), validé pour IF/ICC et ELISA. Reconnaît la protéine ARHGEF9 endogène avec un poids moléculaire prédit de 61 kDa. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARHGEF9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23229
GeneID	23229
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	O43307
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace