

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arhgef9 Pour Wb, Elisa - O43307

Numéro d'article: CM0026943



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARHGEF9 (collybistine) humaine. Validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche en neuroscience et sur les synapses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARHGEF9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN; ARHGEF9
Espèce	Humain
Identifiant de gène	23229
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 307-516 de l'ARHGEF9 humaine (NP_056000.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43307
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace