

Anticorps Monoclonal Anti-Arid1A Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14497

Numéro d'article: CM0002468



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'ARID1A humain (SWISS : O14497). Adapté pour IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Immunogène : fragment de protéine recombinante (aa 1204-1314). Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARID1A mAb de lapin
Remarques / Alias	ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; C1orf4; BAF250a; SMARCF1; ARID1A
Espèce	Humain
Identifiant du gène	8289 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1204-1314 de l'ARID1A humain (O14497)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14497
Poids de la protéine	242 kDa
Expédition	Sac isotherme