

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arid1A Pour Wb, Elisa - O14497

Numéro d'article: CM0023998



Introduction

pAc de Lapin ARID1A validé pour WB et ELISA, réagissant avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine dans le développement neural et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc de Lapin ARID1A
Remarques/Alias	ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; C1orf4; BAF250a; SMARCF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8289
GeneID	8289
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2195-2285 de l'ARID1A humaine (NP_006006.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14497
Poids Protéique	242kDa
Expédition	Sac de glace