


Anticorps Polyclonal Anti-Arid3A Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99856

Numéro d'article: CM0026935



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre ARID3A pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Validé pour la recherche sur la différenciation des lymphocytes B et le cycle cellulaire. Poids moléculaire de la protéine : 63 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARID3A Rabbit pAb
Remarques / Alias	DRIL1; DRIL3; BRIGHT; E2FBP1; ARID3A
Espèce	Humain
ID du gène	1820
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 324-593 de l'ARID3A humain (NP_005215.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99856
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sachet de glace