

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Arid5A Pour Wb, Elisa - Q03989

Numéro d'article: CM0007679

Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-ARID5A validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'ARID5A humain et de souris (64 kDa). Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, la différenciation des chondrocytes et les réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARID5a Mouse mAb
Remarques / Alias	MRF1; MRF-1; RP11-363D14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10865
GeneID	10865
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-594 de l'ARID5a humain (Q03989).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q03989
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace