

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arl13B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q3Sxy8

Numéro d'article: CM0025893

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARL13B humain (JBTS8/ARL2L1), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier les cils, le développement neural et le syndrome de Joubert. Poids moléculaire prédit de 49 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	ARL13B pAb de Lapin
Remarques/Alias	JBTS8 ; ARL2L1 ; ARL13B
Espèce	Humain
GeneID	200894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de l'ARL13B humain (NP_878899.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q3SXY8
Poids Moléculaire Protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace