

Anticorps Polyclonal Anti-Arl2 Pour Wb, Elisa - P36404

Numéro d'article: CM0029853



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-ARL2 validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec Souris et Rat. Reconnaît l'ARL2 humaine (P36404). Idéal pour les études sur le cycle cellulaire, les mitochondries et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ARL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARFL2; MRCS1; ARL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	402
GeneID	402
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-184 de l'ARL2 humaine (NP_001658.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P36404
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace