

Anticorps Polyclonal Anti-Arl3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P36405

Numéro d'article: CM0022794

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ARL3 de haute qualité pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Immunogène recombinant, cible de 20 kDa. Idéal pour les recherches sur les cils, le cycle cellulaire et le transport des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARL3 Rabbit pAb
Remarques/alias	RP83; ARFL3; JBTS35; ARL3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	403
GeneID	403
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 182 de l'ARL3 humaine (NP_004302.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P36405
Poids moléculaire	20 kDa
Expédition	Sac réfrigérant