

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arl4A Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40617

Numéro d'article: CM0019054

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARL4A humaine, validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la protéine ARL4A humaine, murine et de rat. Convient à l'étude du trafic membranaire médié par les petites GTPases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARL4A pAb de lapin
Remarques/Alias	ARL4 ; ARL4A
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10124
ID du gène	10124
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 121 à 200 de l'ARL4A humaine (NP_001032241.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P40617
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace