


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arl6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0F7

Numéro d'article: CM0026039



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARL6 humain (BBS3, NP_115522.1). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour les études sur le trafic ciliaire et le syndrome de Bardet-Biedl. ~21 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARL6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BBS3 ; RP55 ; ARL6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	84100
ID du gène	84100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1 à 186 de l'ARL6 humain (NP_115522.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H0F7
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace