

Anticorps Polyclonal Anti-Arl6Ip1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15041

Numéro d'article: CM0023584

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ARL6IP1, validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour la recherche sur l'apoptose, les tubules du réticulum endoplasmique et le transport du glutamate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ARL6IP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AIP1 ; ARMER ; SPG61 ; ARL6IP ; ARL6IP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23204
GeneID	23204
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ARL6IP1 humain (NP_055976.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15041
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sachet de glace