

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arl6Ip4 Pour Ihc-P Et Elisa - Q66Pj3

Numéro d'article: CM0020951

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARL6IP4 humain (SRp25/SRp37), validé pour IHC-P et ELISA. Idéal pour les études d'épissage alternatif et la recherche sur les facteurs hôtes du HSV-1. Réagit de manière croisée avec l'humain. Poids protéique 26 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin ARL6IP4
Remarques/Alias	SR-25 ; SRp25 ; SFRS20 ; SRp37 ; ARL6IP4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51329
GeneID	51329
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 313-402 de l'ARL6IP4 humain (NP_057722.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q66PJ3
Poids protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace