

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arl6Ip5 Pour Wb Et Elisa - 075915

Numéro d'article: CM0017612

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ARL6IP5 (PRAF3, JWA) pour les applications de Western blot et d'ELISA. Détecte ARL6IP5 humain et murin, un régulateur du transport du glutamate et de la taurine. Uniprot O75915.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARL6IP5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	JWA; jmx; hp22; PRAF3; Yip6b; DERP11; HSPC127; addicsin; GTRAP3-18; ARL6IP5
Espèce	Humaine
ID du gène	10550
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et l'extrémité C-terminale de l'ARL6IP5 humain (NP_006398.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O75915
Poids moléculaire	22 kDa
Expédition	Sac réfrigérant