

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arl8B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nvj2

Numéro d'article: CM0025568



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique d'ARL8B. Convient pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'ARL8B humain et murin. Outil essentiel pour la recherche sur le trafic lysosomal, la cytotoxicité immunitaire et les voies antimicrobiennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	ARL8B Lapin pAb
Remarques / Alias	Gie1; ARL10C; ARL8B
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55207
ID du gène	55207
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 127-186 de l'ARL8B humain (NP_060654.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NVJ2
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace