

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Armc10 Pour Wb, Elisa - Q8N2F6

Numéro d'article: CM0023943

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ARMC10 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la survie cellulaire, de la régulation de la croissance et de la signalisation p53 dans divers tissus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARMC10 Lapin pAb
Remarques/Alias	SVH, PNAS112, PNAS-112, PSEC0198, ARMC10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	83787
GeneID	83787
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 169-308 de l'ARMC10 humain (NP_001154481.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N2F6
Poids moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace