

Anticorps Polyclonal Anti-Armc6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nxe6

Numéro d'article: CM0017902

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARMC6 humain (protéine 6 contenant des répétitions Armadillo), recommandé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Protéine de 54 kDa. Idéal pour les études de protéomique et de signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARMC6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	R30923_1 ; ARMC6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	93436
GeneID	93436
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de l'ARMC6 humain (NP_001186125.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6NXE6
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace