

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Armet/Arp/Manf Pour Wb, Elisa - P55145

Numéro d'article: CM0002858



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l'ARMET/ARP/MANF humain, validé pour WB et ELISA. Pour les neurosciences et la recherche sur le stress du RE. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin ARMET/ARP/MANF
Remarques/Alias	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7873
GeneID	7873
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-182 du MANF humain (NP_006001.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55145
Poids Protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace