

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Armet/Arp/Manf Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P55145

Numéro d'article: CM0025156



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MANF humain (ARMET/ARP), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur les facteurs neurotrophiques et le stress du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAc de lapin ARMET/ARP/MANF
Remarques/Alias	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7873
GeneID	7873
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-182 de l'ARMET/ARP/MANF humain (NP_006001.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55145
Poids de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace