

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arnt2 Pour Wb Et Elisa - Q9Hbz2

Numéro d'article: CM0029319

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARNT2 humain (bHLHe1) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, du développement de l'axe hypothalamo-hypophysaire et de la signalisation nucléaire. ~79 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ARNT2 Rabbit pAb                                                                                    |
| Remarques / Alias    | WEDAS; bHLHe1; ARNT2                                                                                |
| Espèce               | Humain                                                                                              |
| ID du gène           | 9915                                                                                                |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 440-690 de l'ARNT2 humain (NP_055677.3) |
| Source               | Lapin                                                                                               |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                               |
| Application          | WB, ELISA                                                                                           |
| Réactivité croisée   | Souris, Rat                                                                                         |
| SWISS                | Q9HBZ2                                                                                              |
| Poids de la protéine | 79kDa                                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                        |