


## Anticorps Polyclonal Anti-Aromatase (Cyp19A1) Pour Wb - P11511

Numéro d'article: CM0024066



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'aromatase humaine (CYP19A1), adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la biosynthèse des estrogènes et des voies dépendantes des hormones.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | Aromatase (CYP19A1) pAb de lapin                                                                                                              |
| Remarques/Alias              | ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Aromatase (CYP19A1)                                                                          |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                                        |
| Identifiant du gène (Humain) | 1588                                                                                                                                          |
| Identifiant du gène          | 1588                                                                                                                                          |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 234-503 de l'aromatase humaine (CYP19A1) (NP_000094.2) |
| Source                       | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                                         |
| Application                  | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                              |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                                                                           |
| SWISS                        | P11511                                                                                                                                        |
| Poids de la protéine         | 58kDa                                                                                                                                         |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                                  |