


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aromatase (Cyp19A1) Pour Wb - P11511

Numéro d'article: CM0002470



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Aromatase (CYP19A1), immunogène : peptide synthétique. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour les études de biosynthèse des œstrogènes et le développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Aromatase (CYP19A1)
Remarques/Alias	ARO ; ARO1 ; CPV1 ; CYAR ; CYP19 ; CYPXIX ; P-450AROM ; Aromatase (CYP19A1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1588
GeneID	1588
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de l'Aromatase humaine (CYP19A1) (P11511).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11511
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace