


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Arp2 Pour Wb Et Elisa - P61160

Numéro d'article: CM0010043



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre Arp2 humain (ARP2), validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la polymérisation de l'actine, de la motilité cellulaire et de la réparation de l'ADN nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Arp2 mAb de lapin
Remarques/alias	ARP2 ; Arp2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10097
Immunogène	Peptide synthétique situé dans la région des acides aminés 295 à 394 d'Arp2 humain (P61160)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P61160
Poids moléculaire	45 kDa
Expédition	Sac de glace