


Acide Polyclonale Anti-Arp3 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61158

Numéro d'article: CM0011906



Introduction

Acide monoclonal anti-Arp3 de lapin pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'Arp3 humain, murin, de rat (ACTR3) à 47kDa. Convient pour la recherche sur le cytosquelette, la motilité cellulaire et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acide polyclonale Arp3 de lapin
Remarques/Alias	ARP3 ; Arp3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10096
GeneID	10096
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 319-418 de l'Arp3 humain (P61158).
Source	Lapin
Catégorie	Acides monoclonales
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61158
Poids protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace