


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arp3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61158

Numéro d'article: CM0013957



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Arp3 humain (ACTR3), validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Pour la recherche sur la polymérisation de l'actine, la motilité cellulaire et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Arp3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARP3 ; Arp3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10096 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-418 de l'Arp3 humain (NP_005712.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P61158
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace