


Anticorps Monoclonal Anti-Arpc2 Pour Wb - O15144

Numéro d'article: CM0003102



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ARPC2 de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'ARPC2 humain, de souris et de rat, une sous-unité de 34 kDa du complexe Arp2/3 essentielle à la polymérisation de l'actine et à la motilité cellulaire. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARPC2 mAb de lapin
Remarques/Alias	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10109
GeneID	10109
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15144
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace