


Anticorps Polyclonal Anti-Arpc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15144

Numéro d'article: CM0014659



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ARPC2 pour WB, IHC-P, ELISA. Cible ARPC2 humain (p34-Arc), composant du complexe Arp2/3, impliqué dans la polymérisation de l'actine. Validé chez l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre essentiel	Spécification
Nom du produit	ARPC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	10109
ID du gène	10109
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'ARPC2 humain (NP_690601.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O15144
Poids moléculaire	34 kDa
Expédition	Sac réfrigérant