


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arpc3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15145

Numéro d'article: CM0030860



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARPC3 humain, adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte les niveaux endogènes de la sous-unité 3 du complexe protéique apparenté à l'actine 2/3 (p21-ARC) dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier la polymérisation de l'actine et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARPC3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARC21 ; p21-Arc ; ARPC3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10094
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-178 de l'ARPC3 humain (NP_001265485.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15145
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace