


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Arpc5 (P16-Arc) Pour Wb Et Elisa - O15511

Numéro d'article: CM0012716



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ARPC5/p16-ARC humain, une sous-unité du complexe Arp2/3 impliquée dans la polymérisation de l'actine et la réparation de l'ADN. Validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Convient aux études sur la motilité cellulaire et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p16-ARC/ARC16/ARPC5 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ARC16; p16-Arc; dj127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10092
GeneID	10092
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de p16-ARC/ARC16/ARPC5 humain (O15511)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15511
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac isotherme