

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arrb2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P32121

Numéro d'article: CM0020729



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ARRB2 humaine (bêta-arrestine-2), adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la désensibilisation des GPCR, de l'endocytose et des voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARRB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARB2; ARR2; BARR2; ARRB2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	409
GeneID	409
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 295-394 de l'ARRB2 humaine (NP_945355.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32121
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace