

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arrdc4 Pour Wb, Elisa - Q8Nct1

Numéro d'article: CM0020267

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARRDC4 humain, validé pour WB et ELISA. Convient à l'étude des fonctions de la protéine 4 contenant un domaine arrestine dans l'endocytose des GPCR, la captation du glucose et la réponse immunitaire innée. Réagit de manière croisée avec l'espèce humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARRDC4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARRDC4
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	91947
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de l'ARRDC4 humain (NP_899232.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8NCT1
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace