


Anticorps Polyclonal Anti-Arsa Pour Wb Et Elisa - P15289

Numéro d'article: CM0023390



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARSA humaine, validé pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lysosomal des sulfatides et la leucodystrophie métachromatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARSA Lapin pAb
Remarques/Alias	ASA; MLD; ARSA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	410
GeneID	410
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-509 de l'ARSA humaine (NP_000478.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P15289
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace