

Anticorps Polyclonal Anti-Arsk Pour Wb, Elisa - Q9D2L1

Numéro d'article: CM0022533

Introduction

pArsk de lapin validé pour les applications WB et ELISA. Cible l'arylsulfatase K humaine avec un immunogène recombinant. Idéal pour les études sur les enzymes lysosomales et la dégradation des glycosaminoglycanes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pArsk Lapin
Remarques/Alias	ASK; 2810429K17Rik; 4833414G15Rik; Arsk
Espèce	Humain
GeneID (humain)	77041
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-553 de l'Arsk humaine (NP_084123.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9D2L1
Poids moléculaire	63kDa
Expédition	Sac de glace