

Ac Anti-Art3 Lapin Pab Pour Wb, If-P, Elisa - Q13508

Numéro d'article: CM0024039

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ART3 humaine (ARTC3), ecto-ADP-ribosyltransférase 3. Validé pour WB, IF-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec le rat. Convient pour la détection de protéines spécifiques au testicule et les études de la membrane cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ART3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARTC3 ; ART3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	419
GeneID	419
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-150 de l'ART3 humaine (NP_001123488)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13508
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace