


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Artn Pour Wb, Elisa - Q5T4W7

Numéro d'article: CM0030343



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Artémine humaine (ARTN) pour Western blot et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour étudier la survie des neurones périphériques, le soutien des neurones dopaminergiques et les voies de signalisation RET/GFR α 3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARTN Rabbit pAb
Remarques/Alias	ART; EVN; NBN; ENOVIN; ARTN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9048
GeneID	9048
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 122-220 de l'ARTN humain (NP_476432.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5T4W7
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace