

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arvcf Pour Wb, If/Icc, Elisa - 000192

Numéro d'article: CM0023380

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARVCF humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte les orthologues de souris et de rat. Convient pour la recherche sur l'épissage alternatif et les mécanismes d'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARVCF Lapin pAb
Remarques/Alias	ARVCF
Espèce	Humain
GenelD (humain)	421
GenelD	421
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ARVCF humain (NP_001661.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O00192
Poids moléculaire	105kDa
Expédition	Sac de glace