

Anticorps Polyclonal Anti-Arx Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qs3

Numéro d'article: CM0020607

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARX humain, un facteur de transcription à homéoboîte impliqué dans le développement du cerveau et la différenciation des cellules pancréatiques. Convient pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARX Rabbit pAb
Remarques/Alias	ISSX ; PRYS ; CT121 ; EIEE1 ; MRX29 ; MRX32 ; MRX33 ; MRX36 ; MRX38 ; MRX43 ; MRX54 ; MRX76 ; MRX87 ; MRXS1 ; ARX
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	170302
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et l'extrémité C-terminale de l'ARX humain (NP_620689.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96Qs3
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace