

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asah1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13510

Numéro d'article: CM0015225



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la céramidase acide humaine (ASAH1), proposé pour le Western blot, l'immunofluorescence/immunocytochimie (IF/ICC) et l'ELISA. Convient à l'étude du métabolisme des sphingolipides et des voies de signalisation liées aux céramides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASAH1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AC, PHP, ASAH, PHP32, ACDase, SMAPME, ASAH1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	427
GeneID	427
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-389 de l'ASAH1 humaine (NP_001120977.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q13510
Poids moléculaire	45 kDa
Expédition	Poche de glace