

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asah2 Pour Wb, Elisa - Q9Nr71

Numéro d'article: CM0012897



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ASAH2 humain (Céramidase neutre), validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Applicable pour la signalisation des céramides, le métabolisme des sphingolipides et la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASAH2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HNAC1; BCDase; LCDase; NCDase; N-CDase; ASAH2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	56624
ID de gène	56624
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-340 de l'ASAH2 humain (NP_001137446.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NR71
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace